


**TECHNISCHE DATEN**  
**TYPE: DIG-MAZ 2000 Vakuum**



- 1 Digmaz 2000**
- 2 Lösemittelbehälter**
- 3 Vorlage**
- 4 Kühler**

<b>Anlagentype:</b>	<b>DIG-MAZ 1000</b>	
<b>Extraktionsbehälter:</b>	1000 Liter	Kräuterraum
<b>Lösemittelbehälter:</b>	2400 Liter	
<b>Frischwasser:</b>	5 bar	120 l/h
<b>Heißwasser:</b>	40,8 m <sup>3</sup> /h / 480 kW	ein 90°C / aus 80°C
<b>Kaltwasser:</b>	40,8 m <sup>3</sup> /h / 480 kW	ein 5°C / aus 15°C
<b>Destillat:</b>	800 Liter/ h	
<b>Druckluft:</b>	6 bar	4 m <sup>3</sup> /h
<b>Elektroanschluss:</b>	3x400 V / 50 Hz	
<b>Anschlusswert:</b>	12 kW	
<b>Auspressdruck:</b>	20 t	
<b>Gewicht ca:</b>	3,5 t	